

Procur-Concentraat

Reiniger met speciaal onderhoudsmiddel

- ▲ Laat speciale, optimaal opwrijfbare onderhoudsstoffen achter
- ▲ Vermindert de hechting van kauwgomresten en zelfklevende etiketten
- ▲ Streeploos drogen van de onderhoudslaag
- ▲ Er kan niet te veel product op de vloer worden opgebracht, omdat de onderhoudsstoffen tijdens de reiniging worden vervangen
- ▲ Gecertificeerd volgens DIN 18032
- ▲ Antislipwaarde tussen 0,4 en 0,6 µ
- ▲ Gevarentekenvrij volgens CLP-verordening

DIN 18032



Toepassingsgebied

Toepasbaar op waterbestendige, harde en elastische vloerbedekkingen, zoals pvc, linoleum, rubber, natuur- en kunststeen. Kan ook op vloerbedekkingen met een bescherm laag worden gebruikt. Bij voorkeur op plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan anti-slip en loopveiligheid, zoals in sporthallen en bejaardentehuizen.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. 1 dosering = 25 ml.

Onderhoudsreiniging (moppen):

25 ml op 8 L koud water. Verbruik: 0,06 ml/m².

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

25 ml op 8 L koud water. Verbruik: 0,25 ml/m².

Zorgvuldig onderhouden:

25–50 ml op 1 L koud water.

Dompel de mophoes in de reinigungsoplossing, knijp uit en mop het oppervlak. Verbruik: 0,75 ml/m².

Sporeireiniging:

25 ml op 500 ml koud water. Verbruik: 0,1 ml/m².

Opwrijven:

Af en toe boenen (ca. 1000 tpm) verdicht de onderhoudscomponenten, verwijdert gebruikssporen en verhoogt de duurzaamheid.



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1!

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 5–15%, onderhoudsmiddelen, in water oplosbare oplosmiddelen, vulmiddel, kleurstoffen, geurstoffen (Linalool).
pH-waarde (concentraat): ca. 4,5
pH-waarde (gebruiksoplossing): ca. 7

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j300554	Doos of 240 x 25 ml doseerzakken	48
j300502	Doos of 6 x 1 L doseerflessen	84
j300510	10 L kanister	60
j300572	200 L vat	2